



Datos técnicos

- Tubo CEI OCX 70-G
- Foco 0.8 mm (IEC 336)
- Filtración total mín. 2.5 mm Al eq
- Tensión anódica 70 kV
- Corriente anódica 8 mA
- Potencia de absorción máx. 1.3 kVA
- Tiempo de exposición 0,03-1,61 segundos
- Alimentación 230V 50Hz
- Distancia entre el foco y la piel 8" (20 cm)
- Extensión del brazo 900/600/400 mm

CERTIFICACIÓN CONFORME A LAS SIGUIENTE NORMAS:

- CEI EN 60601-1-3 • CEI EN 60601-1
- CEI EN 60601-2-7 • CEI EN 60601-2-28
- CEI EN 60601-1-2 Compatibilidad electromagnética
- Conforme a la directiva CEE 93/42



x-safe

FIABILIDAD EN
EL DIAGNÓSTICO

Castellini S.p.A.
Via Saliceto, 22
40013 Castel Maggiore (BO) - Italy
tel. + 39 051700877
fax + 39 051701056
castellini@castellini.com
www.castellini.com



CASTELLINI
PASSION FOR DENTISTRY
SINCE 1935

TECNOLOGÍA Y FIABILIDAD

X-safe 70 ha sido proyectado para convertirse en su principal socio dentro de la práctica radiológica diaria, gracias a la confiabilidad del generador AC, cuya tecnología ha sido probada y consolidada ampliamente. X-safe 70 se puede utilizar para imágenes en películas o digital.

El sistema es totalmente compatible con el espectro de sensibilidad en todos los tipos de películas y sensores que existen en el mercado.



Diagnóstico preciso y seguro

X-safe 70 les ofrece una calidad permanente en las radiografías, realizando imágenes de alta definición que permiten reconocer con exactitud los detalles y un contraste perfectamente balanceado.

X-safe 70 garantiza la máxima seguridad para el operador y para el paciente, asegurando:

- elevada protección contra las radiaciones de escape
- haz de radiación limitado sólo a la superficie del soporte sensible, mediante el uso de moldes de pantalla.

Sencillo e intuitivo

El selector de control de mano se puede aplicar directamente en la centralita o por fuera del ambiente donde se usa. La configuración de los tiempos de exposición es inmediata, precisa e intuitiva, gracias a las teclas de:

- selección de los elementos dentales
- selección del físico del paciente
- selección del sensor digital
- selección de la sensibilidad de la película

La pantalla de tres dígitos muestra los tiempos en un céntimo de segundo.



Versátil, manejable y estable

X-safe 70 se integra muy bien a las características ergonómicas del consultorio, debido al diseño sobrio del brazo de soporte, articulado con un amplio radio de operación y una excelente versatilidad en la instalación. El cabezal se posiciona con la mayor precisión y sencillez en todas las situaciones operativas, sin ninguna clase de vibración.