



Données techniques

- Tuyau CEI OCX 70-G
- Focus 0.8 mm (IEC 336)
- Filtration totale min. 2,5 mm Al eq
- Tension anodique 70 KV
- Courant anodique 8 mA
- Puissance absorbée max 1,3 kVA
- Temps d'exposition 0,03-1,61 secondes
- Alimentation 230V 50Hz
- Distance entre focus et peau 8" (20 cm)
- Rallonge du bras 900/600/400 mm

CERTIFICATION SELON LES NORMES SUIVANTES:

- CEI EN 60601-1-3 • CEI EN 60601-1
- CEI EN 60601-2-7 • CEI EN 60601-2-28
- CEI EN 60601-1-2 Compatibilité électromagnétique
- Conforme à la directive CEE 93/42



x-safe

DIAGNOSTIC
FIABLE

Castellini S.p.A.
Via Saliceto, 22
40013 Castel Maggiore (BO) - Italy
tel. + 39 051700877
fax + 39 051701056
castellini@castellini.com
www.castellini.com



CASTELLINI
PASSION FOR DENTISTRY
SINCE 1935

TECHNOLOGIE ET FIABILITÉ

X-safe 70 a été conçu afin d'être votre principal partenaire dans la pratique radiologique quotidienne grâce à la fiabilité du générateur AC qui utilise une technologie amplement testée et consolidée. X-safe 70 peut être utilisé aussi bien pour l'image sur pellicule que numérique. Le système est parfaitement compatible avec le spectre de sensibilité de tous les types de pellicules et des capteurs dans le commerce.



Diagnosics précis en toute sécurité

X-safe 70 vous garantit la qualité constante des radiographiques en réalisant des images à haute définition qui permettent une reconnaissance précise des détails et un contraste parfaitement équilibré. X-safe 70 offre une sécurité maximum aussi bien pour l'opérateur que pour le patient en assurant:

- une protection très élevée des radiations de fuite
- un faisceau de rayonnement limité uniquement à la surface du support sensible grâce à des façonneurs à écran.

Simple et intuitif

Le sélecteur de contrôle portatif peut être appliqué directement sur la centrale ou à l'extérieur du domaine d'utilisation. La configuration des temps d'exposition est immédiate, précise et intuitive, grâce aux touches de:

- sélection des éléments dentaires
 - sélection de la taille du patient
 - sélection du capteur numérique
 - sélection des sensibilités de la pellicule
- L'écran à trois chiffres affiche les temps programmés au centième de seconde.



Flexible, maniable, stable

X-safe 70 s'intègre aux caractéristiques ergonomiques du cabinet grâce à son design soigné, son bras de support articulé doté d'un large champ d'opération et à son excellente flexibilité d'installation. La tête se positionne avec une précision maximale et simplement dans toutes les situations opératives, en excluant la moindre vibration.