



Dati tecnici

- Tubo CEI OCX 70-G
- Fuoco 0.8 mm (IEC 336)
- Filtrazione totale min. 2.5 mm Al eq
- Tensione anodica 70 KV
- Corrente anodica 8 mA
- Potenza assorbita max 1.3 kVA
- Tempo di esposizione 0,03-1,61 secondi
- Alimentazione 230V 50Hz
- Distanza tra fuoco e pelle 8" (20 cm)
- Prolunga braccio 900/600/400 mm

CERTIFICAZIONE SECONDO LE SEGUENTI NORME:

- CEI EN 60601-1-3 • CEI EN 60601-1
- CEI EN 60601-2-7 • CEI EN 60601-2-28
- CEI EN 60601-1-2 Compatibilità elettromagnetica
- Conforme alla direttiva CEE 93/42



x-safe

AFFIDABILITÀ
NELLA DIAGNOSI

Castellini S.p.A.
Via Saliceto, 22
40013 Castel Maggiore (BO) - Italy
tel. + 39 051700877
fax + 39 051701056
castellini@castellini.com
www.castellini.com



CASTELLINI
PASSION FOR DENTISTRY
SINCE 1935

TECNOLOGIA E AFFIDABILITÀ

X-safe 70 è stato progettato per essere il vostro principale partner nella pratica radiologica quotidiana grazie all'affidabilità del generatore AC che utilizza una tecnologia ampiamente collaudata e consolidata. X-safe 70 può essere utilizzato sia per l'immagine su pellicola che digitale. Il sistema è perfettamente compatibile con lo spettro di sensibilità di tutte le tipologie di pellicole e dei sensori in commercio.



Diagnosi precise con sicurezza

X-safe 70 vi garantisce una costante qualità delle radiografie realizzando immagini ad alta definizione che consentono un preciso riconoscimento dei dettagli e un contrasto perfettamente bilanciato.

X-safe 70 offre la massima sicurezza sia per l'operatore che per il paziente assicurando:

- elevatissima protezione dalle radiazioni di fuga
- fascio di radiazione limitato alla sola superficie del supporto sensibile tramite uso di sagomatori schermati.

Semplice e intuitivo

Il selettore di controllo palmare può essere applicato direttamente sulla centralina o all'esterno dell'ambiente di utilizzo.

L'impostazione dei tempi di esposizione è immediata, precisa e intuitiva, grazie ai tasti di:

- selezione degli elementi dentali
- selezione della corporatura del paziente
- selezione del sensore digitale
- selezione delle sensibilità della pellicola

Il display a tre cifre visualizza i tempi impostati al centesimo di secondo.



Versatile, maneggevole e stabile

X-safe 70 si integra alle caratteristiche ergonomiche dello studio, grazie al design pulito al braccio di supporto articolato con ampio raggio operativo e all'eccellente versatilità di installazione.

La testata si posiziona con la massima precisione e semplicità in tutte le situazioni operative, escludendo qualsiasi minima vibrazione.