



SEGGIOLINI C7 C8 C9

COMFORT E BENESSERE

CASTELLINI.COM

SEGGIOLINI C7 C8 C9

COMFORT E BENESSERE



BU Medical Equipment
Sede Legale Ed Amministrativa
Headquarters

CEFLA s.c. - Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653111
Fax +39 0542 653344

Stabilimento **Plant**

CEFLA s.c. - Via Biscocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441
Fax +39 0542 653601

CASTELLINI.COM

02.2022 CST017211S00

Le caratteristiche tecniche riportate possono essere oggetto di eventuali modifiche senza preavviso, nell'ambito di un costante aggiornamento tecnologico.
Secondo le normative vigenti, nelle aree Extra UE alcuni prodotti e/o caratteristiche potrebbero avere disponibilità e specificità diverse. Vi invitiamo a contattare il distributore di zona.



SCOPRI LA SERIE C7 C8 C9

Studiati per assicurare una corretta postura e il benessere in ogni posizione di lavoro, i nuovi seggiolini per odontoiatra e assistente si integrano alla perfezione negli spazi della clinica dentale.
Le tre versioni del comfort.



SEGGIOLINO C7

C7 è il seggiolino ottimizzato per consentire al medico di operare al meglio con il giusto supporto per il corpo. I meccanismi di regolazione fanno sì che seduta e schienale siano sempre adeguati alla corporatura, e il design compatto permette un pieno accesso a tutti gli elementi del riunito. Il materiale di rivestimento e la tecnica di realizzazione permettono di igienizzare facilmente le superfici.



SEDUTA

La sagoma della seduta favorisce la posizione naturale delle gambe e assicura una postura stabile e comoda in ogni momento. L'imbottitura in schiuma è morbida e confortevole e contribuisce al benessere del medico anche in interventi prolungati.

SCHIENALE

Lo schienale è di piccole dimensioni per ridurre la superficie di contatto e quindi la sensazione di calore. Nel contempo, la sua forma consente un perfetto supporto della zona lombare durante le fasi operative e di dialogo con il paziente.



SUPPORTO LOMBARE

Lo schienale è regolabile a 9 diverse altezze, per fornire un supporto corretto ad ogni tipologia di corporatura.



REGOLAZIONE SCHIENALE

Lo schienale può essere inclinato secondo le preferenze dell'utilizzatore, che potrà sempre modellare il seggiolino secondo la propria corporatura.



REGOLAZIONE SEDUTA

L'altezza della seduta può essere regolata nella giusta posizione per garantire sempre l'appoggio sulle gambe e la corretta postura della colonna vertebrale. Ulteriori 10 cm possono essere aggiunti con un apposito accessorio opzionale.

SEGGIOLINO C9




Il design innovativo del seggiolino a sella consente al medico di avvicinarsi al paziente senza dover flettere la schiena, riducendo il rischio di affaticamento. Il massimo comfort in un ingombro ridotto ai minimi termini.



POSTURA IDEALE

La sagomatura a sella induce una corretta angolazione delle gambe, e di conseguenza migliora la postura della schiena agevolando la prossimità all'area di lavoro. Questa ergonomia assicura una sensazione di benessere ed energia, e minimizza i rischi di dolori muscolo-scheletrici.



SEDUTA DINAMICA

Grazie a un meccanismo basculante, la sella asseconda i movimenti del corpo per favorire una seduta dinamica che assicura una postura attiva e corretta in ogni condizione operativa. L'angolo di movimento può essere facilmente regolato fino al bloccaggio in asse.



SELLERIE

La selleria è disponibile in versione senza cuciture esposte per facilitare le operazioni di igiene, e in Memory Foam (in opzione) per offrire un altissimo livello di comfort.

SEGGIOLINO C8

Il seggiolino C8 è stato progettato per offrire la massima mobilità, un rapido accesso a tutti gli strumenti e un appoggio ottimale delle braccia.



SEDUTA SIMMETRICA

La seduta è circolare, in modo da risultare confortevole anche in caso di rotazione del corpo. Seduta e schienale sono infatti svincolati, cosicché l'operatore può muoversi liberamente a 360 gradi. La struttura del bracciolo è progettata per garantire stabilità dell'avambraccio in qualunque posizione.




BRACCIOLO COMODO E FUNZIONALE


Il bracciolo è orizzontale, senza spigoli e rivestito in materiale antiscivolo: l'assistente può quindi lavorare tenendo il braccio appoggiato in posizione sempre comoda e stabile anche in caso di lunghe sedute. In fase di montaggio si può decidere per un posizionamento del bracciolo centrato, oppure decentrato a sinistra o a destra in base alle necessità dello studio.

CARATTERISTICHE TECNICHE


SEGGIOLIO C7



SEGGIOLIO C8



SEGGIOLIO C9



Le misure nei disegni sono espresse in millimetri.

SEGGIOLINI C7 C8 C9

COMFORT E BENESSERE

	ANELLO POGGIAPIEDI	PROLUNGA 10 CM	SISTEMA BALANCE	SELLERIE STANDARD	IMBOTTITURE MEMORY FOAM
C7	○	○	-	●	-
C8	○	○	-	●	-
C9	○	○	●	●	○

● = serie ○ = opzione - = non disponibile



PROLUNGA
È disponibile come opzione per tutti i modelli una pratica prolunga di 10 cm che permette di adeguare perfettamente la seduta a tutte le corporature.



ANELLO POGGIAPIEDI
È disponibile come opzione per tutti i modelli l'anello poggiapiedi, che permette un comodo e solido appoggio per l'operatore. La finitura metallica garantisce una facile pulizia.



GAMMA COLORI
102 blu atlantico
113 blu pacifico
106 azzurro mediterraneo
136 azzurro indiano
101 verde caraibi
123 verde polinesia
103 giallo nevada
115 salmone scozzese
132 viola mirtillo
134 glicine giapponese
135 rosso veneziano
130 nero grafite
121 grigio antracite
137 argento brillante