

CASTELLINI

DE

TREATMENT
Arbeitsstühle
C7 C8 C9



MAKING
SPACE
FOR
EXCELLENCE

Arbeitsstühle C7 C8 C9

KOMFORT UND
WOHLBEFINDEN

Die neuen Arbeitsstühle für Zahnärzte und Helferinnen sind für eine korrekte Körperhaltung und Wohlbefinden in jeder Arbeitsposition konzipiert und passen sich den Räumlichkeiten der Zahnklinik perfekt an.

Die drei Versionen des Komforts.



ARBEITSSTUHL C7

Der Arbeitsstuhl C7 ist so optimiert, dass er dem Zahnarzt das bestmögliche Arbeiten mit der richtigen Körperunterstützung ermöglicht. Durch die Einstellmechanismen werden der Sitz und die Rückenlehne stets an die Körpergröße angepasst und das kompakte Design ermöglicht den uneingeschränkten Zugriff auf alle Elemente der Behandlungseinheit. Das Beschichtungsmaterial und die Herstellungstechnik lassen eine einfache Desinfizierung der Oberflächen zu.



SITZ

Die Form des Sitzes begünstigt die natürliche Position der Beine und garantiert eine jederzeit stabile und bequeme Körperhaltung. Die Schaumstoffpolsterung ist weich und bequem und trägt selbst bei langwierigen Behandlungen zum Wohlbefinden des Zahnarztes bei.


RÜCKENLEHNE

Die geringen Abmessungen der Rückenlehne verringern die Kontaktfläche und damit das Wärmegefühl. Gleichzeitig dazu bietet ihre Form eine perfekte Unterstützung im Lendenbereich bei der Behandlung und beim Dialog mit dem Patienten.




EINSTELLUNG DES SITZES

Der Sitz kann auf die richtige Höhe eingestellt werden, damit die Abstützung der Beine und die korrekte Haltung der Wirbelsäule stets garantiert wird. Mit einem speziellen optionalen Zubehörteil können weitere 10 cm hinzugefügt werden.



LUMBALUNTERSTÜTZUNG

Die Rückenlehne kann in 9 verschiedene Höhen verstellt werden, um jedem Körperbau die richtige Unterstützung zu bieten.



EINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE

Die Rückenlehne kann vom Benutzer je nach Wunsch geneigt werden, wodurch er den Arbeitsstuhl stets an die eigene Statur anpassen kann.

ARBEITSSTUHL C9

Das innovative Design des Sattelstuhls ermöglicht es dem Arzt, sich dem Patienten zu nähern, ohne den Rücken krümmen zu müssen, wodurch das Ermüdungsrisiko verringert wird. Höchster Komfort bei geringstem Platzbedarf.



IDEALE KÖRPERHALTUNG

Die Form des Sattels führt zu einer korrekten Winkelstellung der Beine und verbessert folglich die Rückenhaltung, was die Nähe zum Arbeitsbereich erleichtert.

Diese ergonomische Gestaltung verleiht ein Gefühl von Wohlbefinden und Energie und minimiert das Risiko von Muskel- und Skelettschmerzen.



DYNAMISCHER SITZ

Dank eines Kippmechanismus folgt der Sattel den Bewegungen des Körpers, um einen dynamischen Sitz zu begünstigen, der eine aktive und korrekte Körperhaltung unter allen Arbeitsbedingungen gewährleistet. Der Bewegungswinkel kann leicht bis zur achsgerechten Verriegelung eingestellt werden.



POLSTERUNGEN

Die Polsterung ist in einer Version ohne sichtbare Nähte für eine leichte Desinfizierung und in einer Memory Foam-Version (optional) für ein Höchstmaß an Komfort erhältlich.

ARBEITSSTUHL C8

Der Arbeitsstuhl C8 ist so konzipiert, dass er höchste Wendigkeit, einen schnellen Zugriff auf alle Instrumente und eine optimale Armabstützung bietet.



SYMMETRISCHER SITZ

Der Sitz ist rund, damit die Bequemlichkeit auch im Fall einer Körperdrehung gewährleistet bleibt. Da der Sitz und die Rückenlehne nicht miteinander verbunden sind, kann sich der Behandler ungehindert in alle Richtungen bewegen. Die Armlehne ist so konstruiert, dass sie dem Unterarm in jeder Position Stabilität verleiht.




BEQUEME UND FUNKTIONELLE ARMLEHNE

Die Armlehne ist waagrecht, kantenfrei und mit rutschfestem Material beschichtet: dadurch ist es der Helferin auch im Fall von langwierigen Behandlungen möglich, den Arm stets in einer bequemen und stabilen Position abzustützen. Bei der


Montage kann man sich je nach den Bedürfnissen der Zahnarztpraxis für eine zentrierte Positionierung der Armlehne oder für eine dezentrierte Positionierung auf der linken oder rechten Seite entscheiden.

TECHNISCHE DATEN


Arbeitsstuhl C7



Arbeitsstuhl C8



Arbeitsstuhl C9



Die Maße in den Zeichnungen sind in Millimetern ausgedrückt.

	Fußstützring	Verlängerung 10 cm	Balance-System	Standard- Polsterung	Memory Foam Polsterungen
C7	○	○	-	●	-
C8	○	○	-	●	-
C9	○	-	●	●	○

● =serienmäßig ○ = optional - = nicht erhältlich



VERLÄNGERUNG

Für alle Modelle ist als Option eine praktische 10 cm lange Verlängerung erhältlich, mit der es möglich ist, den Sitz perfekt an jede Körpergröße anzupassen.



FUSSSTÜTZRING

Für alle Modelle ist als Option ein Fußstützring erhältlich, der dem Behandler eine bequeme und stabile Stütze bietet. Das Metallfinish garantiert eine einfache Reinigung.



STANDARD

- 102 Atlantikblau
- 106 Mittelmeerblau
- 113 Pazifikblau
- 136 Indischblau
- 132 Heidelbeerviolett
- 134 Japanische Glyzinie
- 135 Venezianisches Rot
- 115 Schottischer Lachs
- 103 Nevadagelb
- 123 Polynesiengrün
- 101 Karibikgrün
- 137 Leuchtendes Silber
- 121 Anthrazitgrau
- 130 Grafitsschwarz
- 142 Anatolische Haselnuss
- 141 Papyrusbeige
- 143 Arabisches Gold
- 140 Brasilianisches Braun
- 144 Rubinrot

MEMORY FOAM

- 198 Atlantikblau
- 196 Mittelmeerblau
- 183 Pazifikblau
- 186 Indischblau
- 192 Heidelbeerviolett
- 184 Japanische Glyzinie
- 194 Venezianisches Rot
- 195 Schottischer Lachs
- 182 Nevadagelb
- 193 Polynesiengrün
- 197 Karibikgrün
- 187 Leuchtendes Silber
- 199 Anthrazitgrau
- 180 Grafitsschwarz
- 172 Anatolische Haselnuss
- 171 Papyrusbeige
- 173 Arabisches Gold
- 170 Brasilianisches Braun
- 174 Rubinrot

CASTELLINI

PASSION FOR DENTISTRY

Since 1935

CSTOTD26IS00 02/2026

Die angeführten technischen Eigenschaften können im Rahmen einer ständigen technologischen Optimierung ohne Vorankündigung eventuellen Änderungen unterzogen werden. Den gültigen Vorschriften gemäß können in den Nicht-EU-Ländern einige Produkte bzw. Produkteigenschaften nicht vorhanden sein und dafür unterschiedliche Spezifikationen gelten. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Gebietshandler in Verbindung.



**Bu Medical Equipment
Sede Legale Ed Amministrativa
Headquarters**

Cefla s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a - 40026
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

castellini.com

**Stabilimento
Plant**

Via Bicocca, 14/c - 40026
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601