

CASTELLINI

FR

TREATMENT
Tabourets
C7 C8 C9



MAKING
SPACE
FOR
EXCELLENCE

Tabourets C7 C8 C9

CONFORT ET BIEN-ÊTRE

Conçus pour garantir une bonne posture et un certain bien-être dans n'importe quelle position de travail, les nouveaux tabourets pour chirurgien-dentiste et assistante s'intègrent parfaitement dans les espaces de la clinique dentaire.

Les trois versions du confort.



TABOURET C7

C7 est le tabouret optimisé pour permettre au praticien d'opérer de la meilleure façon possible avec le bon support pour le corps. Les mécanismes de réglage garantissent que l'assise et le dossier sont toujours adaptés à la corpulence, et le design compact permet un accès complet à tous les éléments de l'unité de soins. Le matériau de revêtement et la technique de fabrication permettent de désinfecter facilement les surfaces.




ASSISE

La forme de l'assise favorise la position naturelle des jambes et garantit une posture stable et confortable à tout moment. Le rembourrage en mousse est souple et confortable et contribue au bien-être du praticien même lors d'opérations prolongées.

DOSSIER

Le dossier est petit pour réduire la surface de contact et donc la sensation de chaleur. Parallèlement, sa forme permet un maintien parfait de la zone lombaire lors des soins et de dialogue avec le patient.



RÉGLAGE DE L'ASSISE

La hauteur d'assise peut être ajustée dans la bonne position pour toujours garantir l'appui sur les jambes et la bonne posture de la colonne vertébrale. 10 cm supplémentaires peuvent être ajoutés avec un accessoire spécial en option.



SUPPORT LOMBAIRE

Le dossier est réglable à 9 hauteurs différentes, pour fournir un bon maintien à n'importe quelle morphologie.



RÉGLAGE DU DOSSIER

Le dossier peut être incliné en fonction des préférences de la personne qui l'utilise, qui pourra toujours façonner le tabouret en fonction de sa corpulence.

TABOURET C9

Le design innovant du tabouret en forme de selle permet au praticien de se rapprocher du patient sans avoir à fléchir le dos, réduisant ainsi le risque de fatigue. Un maximum de confort dans un encombrement réduit au strict minimum.



POSTURE IDÉALE

La forme de la selle induit un bon angle des jambes, et par conséquent améliore la posture du dos en facilitant la proximité avec la zone de travail. Cette ergonomie garantit une sensation de bien-être et d'énergie, et minimise les risques de douleurs musculo-squelettiques.



ASSISE DYNAMIQUE

Grâce à un mécanisme basculant, la selle s'adapte aux mouvements du corps pour favoriser une assise dynamique qui garantit une posture active et correcte dans toutes les situations de travail. L'angle de mouvement peut être facilement réglé jusqu'au blocage au niveau de l'axe.



SELLERIES

La sellerie est disponible dans une version sans coutures apparentes pour faciliter les opérations de désinfection, et un rembourrage Memory Foam (en option) pour offrir un très haut niveau de confort.

TABOURET C8

Le tabouret C8 a été conçu pour offrir une mobilité maximale, un accès rapide à tous les outils et un appui optimal des bras.



ASSISE SYMÉTRIQUE

L'assise est circulaire, de manière à être confortable même en cas de rotation du corps. L'assise et le dossier sont en effet libérés, de sorte que l'opérateur peut se déplacer librement à 360 degrés. La structure de l'accoudoir est conçue pour garantir la stabilité de l'avant-bras dans n'importe quelle position.




ACCOUDOIR CONFORTABLE ET FONCTIONNEL

L'accoudoir est horizontal, sans bords et recouvert d'un matériau antidérapant : l'assistante peut donc travailler avec l'accoudoir dans une position confortable et stable même lorsqu'elle est assise


longtemps. Lors de la phase de montage, il est possible d'opter pour un positionnement centré de l'accoudoir, ou excentré à gauche ou à droite en fonction des besoins du cabinet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tabouret C7



Tabouret C8



Tabouret C9



Les dimensions indiquées sur les dessins sont exprimées en millimètres.

	Anneau repose pieds	Rallonge 10 cm	Système balance	Sellerie standard	Rembourrage Memory Foam
C7	○	○	-	●	-
C8	○	○	-	●	-
C9	○	-	●	●	○

● = Série ○ = Option - = Pas disponible



RALLONGE

Une rallonge pratique de 10 cm est disponible en option pour tous les modèles, ce qui permet d'adapter parfaitement l'assise à toutes les morphologies.



ANNEAU REPOSE PIEDS

L'anneau repose pieds, qui permet un appui confortable et solide pour l'opérateur, est disponible en option pour tous les modèles. La finition métallique garantit un nettoyage aisé.



STANDARD

- 102 bleu atlantique
- 106 bleu méditerranéen
- 113 bleu pacifique
- 136 bleu indien
- 132 violet myrtille
- 134 glycine japonaise
- 135 rouge vénitien
- 115 saumon écossais
- 103 jaune névada
- 123 vert polynésien
- 101 vert caraïbe
- 137 argent brillant
- 121 gris anthracite
- 130 noir graphite
- 142 noisette d'Anatolie
- 141 beige papyrus
- 143 or arabe
- 140 marron brésilien
- 144 rouge rubis

MEMORY FOAM

- 198 bleu atlantique
- 196 bleu méditerranéen
- 183 bleu pacifique
- 186 bleu indien
- 192 violet myrtille
- 184 glycine japonaise
- 194 rouge vénitien
- 195 saumon écossais
- 182 jaune névada
- 193 vert polynésien
- 197 vert caraïbe
- 187 argent brillant
- 199 gris anthracite
- 180 noir graphite
- 172 noisette d'Anatolie
- 171 beige papyrus
- 173 or arabe
- 170 marron brésilien
- 174 rouge rubis

CASTELLINI

PASSION FOR DENTISTRY

Since 1935

CSTOFR261500 02/2026
Objet d'une mise à jour technologique constante, les caractéristiques techniques indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Conformément aux réglementations en vigueur, dans les zones hors UE, certains produits et/ou caractéristiques pourraient avoir des disponibilités et spécificités différentes. Nous vous invitons à contacter le distributeur local.



**Bu Medical Equipment
Sede Legale Ed Amministrativa
Headquarters**

Cefla s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a - 40026
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

castellini.com

**Stabilimento
Plant**

Via Bicocca, 14/c - 40026
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601